


Anticorpo Policlonale Anti-E2F8 Per Wb Ed Elisa - A0Avk6

Numero articolo: CM0015090



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro E2F8 umano, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Validato per la ricerca sul ciclo cellulare, regolazione della trascrizione e angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	E2F8 Rabbit pAb
Note/Alias	E2F-8; E2F8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79733
GeneID	79733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 788-867 di E2F8 umano (NP_078956.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	A0AVK6
Peso Proteico	94kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio