


## Anticorpo Monoclonale Anti-Eaat1/Slc1A3 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43003

Numero articolo: CM0005614



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'umano EAAT1/SLC1A3, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce topo e ratto. Adatto per studi di neuroscienze sul trasporto del glutammato e sulla neurotrasmissione eccitatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | EAAT1/SLC1A3 Rabbit mAb                                                                                               |
| Note/Alias            | EA6; EAAT1; GLAST; GLAST1; EAAT1/SLC1A3                                                                               |
| Specie                | Umano                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)        | 6507                                                                                                                  |
| GeneID                | 6507                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 dell'umano EAAT1/SLC1A3 (P43003) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| Reattività Incrociata | Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS                 | P43003                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 60kDa                                                                                                                 |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                 |