


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Eaat2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43004

Numero articolo: CM0009974



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta affinità mirato all'EAAT2 umano (SLC1A2) per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per studi sui trasportatori di glutammato nella funzione sinaptica e nella ricerca neurologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EAAT2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
Specie	Umano
Gene ID	6506
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43004
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio