


Anticorpo Policlonale Anti-Eaat2/Slc1A2 Per Wb, If-P, Elisa - P43004

Numero articolo: CM0014539



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EAAT2/SLC1A2 (GLT-1), validato per WB, IF-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Mira al trasportatore del glutammato per la biologia sinaptica e la ricerca sulle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EAAT2/SLC1A2 Rabbit pAb
Note/Alias	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6506
GeneID	6506
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 474-574 di EAAT2/SLC1A2 umano (NP_004162.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P43004
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio