


Anticorpo Policlonale Anti-Eaf1 Per Wb, Elisa - Q96Jc9

Numero articolo: CM0022219



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting EAF1 umano (fattore associato a ELL 1), validato per Western blot e ELISA. Reagisce con l'essere umano e il ratto. EAF1 è un transattivatore trascrizionale delle attività di allungamento di ELL/ELL2, localizzato negli speckles nucleari e nei corpi di Cajal.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EAF1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EAF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	85403
GeneID	85403
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-120 di EAF1 umano (NP_149074.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q96JC9
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio