


Anticorpo Policlonale Anti-Eb3/Mapre3 Per Wb, Elisa - Q9Upy8

Numero articolo: CM0029570



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting EB3/MAPRE3 umano, validato per Western blotting e ELISA. Cross-reattiva con il mouse. Progettato per studi sulla dinamica dei microtubuli, la funzione del fuso e la divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EB3/MAPRE3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22924
GeneID	22924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-281 dell'EB3/MAPRE3 umano (NP_036458.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q9UPY8
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio