


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Eb3/Mapre3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upy8

Numero articolo: CM0003528



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro l'EB3/MAPRE3 umano (membro 3 della famiglia RP/EB delle proteine associate ai microtubuli). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-EB3/MAPRE3
Note/Alias	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22924
GeneID	22924
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 182-281 dell'EB3/MAPRE3 umano (Q9UPY8).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPY8
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio