

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ebag9 Per Wb, Elisa - 000559

Numero articolo: CM0018835

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro EBAG9 umano (RCAS1), validato per WB ed ELISA. Adatto per ricerche sull'apoptosi e sul cancro, mirato a una proteina di membrana dell'apparato di Golgi di 24 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EBAG9 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EB9; PDAF; EBAG9
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9166
GenelD	9166
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-213 di EBAG9 umano (NP_004206.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O00559
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio