

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ebi3 Per Wb, Elisa - Q14213

Numero articolo: CM0002141



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'EBI3 umano (subunità beta di IL-27), reattività incrociata con uomo, topo, ratto. Validato per WB e ELISA. Il bersaglio è una citochina secreta coinvolta nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EBI3 mAb di coniglio
Note/Alias	IL27B; IL35B; IL-27B; EBI3
Specie	Umana
GeneID (umano)	10148
GeneID	10148
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 130-229 dell'EBI3 umano (Q14213)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q14213
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio