


Anticorpo Policlonale Anti-Ebp Per Wb E Elisa - Q15125

Numero articolo: CM0016211



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'EBP umano (3-beta-idrossisteroide-Delta(8),Delta(7)-isomerasi), convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	EBP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CPX; CHO2; CPXD; MEND; CDPX2; EBP
Specie	Umano
Gene ID	10682
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 50-150 dell'EBP umano (NP_006570.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q15125
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio