

Anticorpo Monoclonale Anti-Ebp1/Pa2G4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uq80

Numero articolo: CM0010839



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'EBP1/PA2G4 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla proliferazione cellulare, sulla segnalazione di ERBB3 e sulla ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EBP1/PA2G4 mAb di coniglio
Note/Alias	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5036
GeneID	5036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-394 dell'EBP1/PA2G4 umano (NP_006182.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQ80
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio