

Anticorpo Policlonale Anti-Ebp1/Pa2G4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Numero articolo: CM0028339



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro EBP1/PA2G4, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per investigare la trasduzione del segnale ERBB3, la proliferazione cellulare e la elaborazione dell'rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EBP1/PA2G4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Specie	Umano
Gene ID	5036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-394 di EBP1/PA2G4 umano (NP_006182.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQ80
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio