

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ecd Per Wb E Elisa - 095905

Numero articolo: CM0022236

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a ECD (omologo di ecdysoneless) per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della stabilità p53, della trascrizione e della progressione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ECD Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GCR2; SGT1; HSGT1; ECD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11319
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 435-644 dell'ECD umano (NP_009196.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095905
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio