


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ech1 (Validato Kd) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13011

Numero articolo: CM0011404



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ECH1 (HPXEL) validato tramite KD per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con human, mouse e ratto. Bersaglia la delta(3,5)-delta(2,4)-dienoil-CoA isomerasi mitocondriale (SWISS Q13011).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	[Validato KD] ECH1 Rabbit mAb
Note/Alias	HPXEL
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1891
GeneID	1891
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-322 della proteina ECH1 umana (NP_001389.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13011
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio