

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Echdc2 Per Wb E Elisa - Q86Yb7

Numero articolo: CM0016343

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ECHDC2 validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Riconosce l'ECHDC2 umano e presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo mitocondriale degli acidi grassi e dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ECHDC2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ECHDC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55268
GeneID	55268
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-292 dell'ECHDC2 umano (NP_001185890.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q86YB7
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio