


Anticorpo Policlonale Anti-Eci1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42126

Numero articolo: CM0015165



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio rivolto a ECI1 (Enoyl-CoA delta isomerasi 1, mitocondriale), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo crociato con esseri umani e topi; 33 kDa; ideale per studi sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ECI1 Rabbit pAb
Note/Alias	DCI; ECI1
Specie	Umana
GenelD (umano)	1632
GenelD	1632
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P42126
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio