


Anticorpo Policlonale Anti-Eci2 Di Coniglio Per Wb E Elisa - 075521

Numero articolo: CM0013443



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ECI2 umano (Enoyl-CoA delta isomerasi 2). Validato per WB, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi e sui disturbi perossisomali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ECI2 pAb coniglio
Note/Alias	DRS1; PECI; ACBD2; DRS-1; HCA88; dj1013A10.3; ECI2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10455
GeneID	10455
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-364 di ECI2 umano (NP_006108.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075521
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio