

Anticorpo Policlonale Anti-Ecm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16610

Numero articolo: CM0022996

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ECM1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Presenta reazione crociata con il topo e bersaglia una glicoproteina secreta di 61 kDa coinvolta nella formazione ossea e nell'angiogenesi, adatta per la ricerca sulla matrice extracellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ECM1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	URBWD; ECM1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1893
GeneID	1893
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-405 dell'ECM1 umano (NP_004416.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q16610
Peso proteico	61 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio