

Anticorpo Policlonale Anti-Ecsit Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq95

Numero articolo: CM0028982



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting ECSIT (SITPEC), validato per WB, IF/ICC ed ELISA su umano, topo e ratto. ECSIT è un adattatore chiave nell'immunità innata, nella segnalazione NF-kB e nell'assemblaggio del complesso I mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ECSIT Rabbit pAb
Note/Alias	SITPEC; ECSIT
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51295
Gene ID	51295
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-296 di ECSIT umano (NP_001135936.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BQ95
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio