


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Edar Per Wb, Elisa - Q9Une0

Numero articolo: CM0028085



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EDAR umana, il recettore dell'ectodisplasia A. Adatto per applicazioni Western blot e ELISA. EDAR media la segnalazione di NF-kB e JNK ed è implicato nell'ectodisplasia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EDAR Rabbit pAb
Note/Alias	DL; ED3; ED5; ED1R; EDA3; HRM1; EDA1R; ECTD10A; ECTD10B; EDA-A1R; EDAR
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10913
GeneID	10913
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-187 di EDAR umana (NP_071731.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9UNE0
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio