

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Edaradd Per Wb, Elisa - Q8Wwz3

Numero articolo: CM0022684

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-EDARADD per applicazioni WB e ELISA. Validato per l'uomo, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla displasia ectodermica e la segnalazione di NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EDARADD Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CR; ED3; EDA3; ECTD11A; ECTD11B; EDARADD
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	128178
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-215 della proteina EDARADD umana (NP_665860.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8WWZ3
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio