

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Edc3 Per Wb - Q96F86

Numero articolo: CM0013059



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio EDC3 validato per WB e ELISA. Rileva EDC3 (56 kDa) umano, di topo e ratto. L'immunogeno ricombinante (aa159-508) garantisce specificità. Ideale per la ricerca sulla decapping dell'mRNA, i corpi P e la spermiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EDC3 Rabbit pAb
Note/Alias	YJDC; LSM16; MRT50; YJEFN2; hYjeF_N2-15q23; EDC3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	80153
ID gene	80153
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 159-508 dell'EDC3 umano (NP_079359.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96F86
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio