

Anticorpo Policlonale Anti-Edc4 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q6P2E9

Numero articolo: CM0018380

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EDC4 umano (enhancer of mRNA-decapping protein 4). Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Uno strumento essenziale per la ricerca sul decadimento dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EDC4 Rabbit pAb
Note/Alias	GE1; Ge-1; RCD8; HEDL5; HEDLS; RCD-8; EDC4
Specie	Umano
GeneID (umano)	23644
GeneID	23644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 800-1100 di EDC4 umano (NP_055144.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q6P2E9
Peso Proteico	152kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio