

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Edem2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv94

Numero articolo: CM0022970

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-EDEM2 umano, un componente della via ERAD. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reattivo con il mouse. Per lo studio della degradazione associata al RE e del controllo qualità delle glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EDEM2 Rabbit pAb
Note/Alias	C20orf31; C20orf49; bA4204.1; EDEM2
Specie	Umano
GeneID (umano)	5571
GeneID	55741
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 399-578 di EDEM2 umano (NP_060687.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9BV94
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio