


Anticorpo Policlonale Anti-Edf1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60869

Numero articolo: CM0019948



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'EDF1 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla differenziazione endoteliale e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] EDF1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MBF1; EDF-1; CFAP280; F1
Specie	Umana
GenelD (Umano)	8721
GenelD	8721
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-148 dell'EDF1 umano (NP_003783.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60869
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio