

Anticorpo Monoclonale Anti-Edg1/Hexim1 Per Wb E Elisa - P21453

Numero articolo: CM0008606



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia EDG1/HEXIM1 (S1PR1), adatto per WB e ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione GPCR e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EDG1/HEXIM1 Rabbit mAb
Note/Alias	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	1901
ID gene	1901
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di EDG1/HEXIM1 umano (P21453).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21453
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio