

Anticorpo Policlonale Anti-Edg1/S1Pr1 Per Wb Ed Elisa - P21453

Numero articolo: CM0018654



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'umano S1PR1 (EDG1, S1P1). Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio della segnalazione dei GPCR nella migrazione cellulare, angiogenesi e risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EDG1/HEXIM1 Rabbit pAb
Note/Alias	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1901
GeneID	1901
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 303-382 dell'umano EDG1/HEXIM1 (NP_001391.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P21453
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio