

## Anti-Edg2/Lpa-1 (Recettore 1 Dell'acido Lisofosfatidico) Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Elisa - Q92633

Numero articolo: CM0002879



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-EDG2/LPA-1 (LPAR1) di alta qualità per Western blot (WB) e applicazioni ELISA. Validato su campioni umani, reagisce con EDG2/LPA-1 umano. Adatto per studi sulla segnalazione cellulare, migrazione e recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | EDG2/LPA-1 Coniglio mAb                                                                                              |
| Note/Alias            | EDG2; LPA1; VZG1; edg-2; vzg-1; Gpcr26; Mrec1.3; rec.1.3; EDG2/LPA-1                                                 |
| Specie                | Umano                                                                                                                |
| Gene ID (Umano)       | 1902                                                                                                                 |
| Gene ID               | 1902                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di EDG2/LPA-1 umano (Q92633). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                |
| SWISS                 | Q92633                                                                                                               |
| Peso Proteico         | 41kDa                                                                                                                |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                   |