


Anticorpo Policlonale Anti-Edn1 (Validato Ko) Per Wb, If/Icc, Elisa - P05305

Numero articolo: CM0021365



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio EDN1, Validato KO, per Western Blot, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Umano, Topo, Ratto. Mira all'Endotelina-1, un peptide vasocostrittore. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] EDN1 Coniglio pAb
Note/Alias	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; N1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1906
GeneID	1906
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-212 di EDN1 umano (NP_001946.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05305
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio