


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Eea1 Per Wb, Elisa - Q15075

Numero articolo: CM0011510



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro EEA1 umano, adatto per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Il marcatore dell'endosoma precoce di ~162 kDa è essenziale per gli studi sul traffico endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EEA1 Coniglio mAb
Note/Alias	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Specie	Umano
Gene ID	8411
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di EEA1 umano (Q15075)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15075
Peso Proteico	162kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio