


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eea1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15075

Numero articolo: CM0016168



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EEA1 umano, validato in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per applicazioni di Western blot, immunoistochimica ed ELISA nella ricerca sul traffico endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EEA1 Rabbit pAb
Note/Alias	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	8411
ID del gene	8411
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1182-1411 di EEA1 umano (NP_003557.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q15075
Peso della proteina	162 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante