

Anticorpo Policlonale Anti-Eed Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - 075530

Numero articolo: CM0014414



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla proteina EED umana. Validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione della cromatina e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	EED Rabbit pAb
Note/Alias	HEED; COGIS; WAIT1; EED
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8726
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 1-100 di EED umano (NP_003788.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075530
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio