


Anticorpo Policlonale Anti-Eef1A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P68104

Numero articolo: CM0018645



introduzione

pAb di coniglio eEF1A1 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA, che reagisce con umano, topo, ratto. Questo anticorpo policlonale si rivolge al fattore di allungamento della traduzione eEF1A1 (P68104), adatto per la ricerca sulla sintesi proteica e sulle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio eEF1A1
Osservazioni/Alias	CCS3; EF1A; PT11; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1915
GeneID	1915
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 123-462 dell'eEF1A1 umano (NP_001393.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P68104
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio