


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eef1A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Numero articolo: CM0020998



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro eEF1A1 umano (Fattore di allungamento 1-alfa 1). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sull'allungamento della traduzione e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	eEF1A1 Rabbit pAb
Note/Alias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Specie	Umano
ID Gene	1915
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 301-400 di eEF1A1 umano (NP_001393.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P68104
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio