

Anticorpo Policlonale Anti-Eef1A2 Per Wb E Elisa - Q05639

Numero articolo: CM0019289



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia EEF1A2 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'allungamento della traduzione e delle patologie neurologiche e muscolari correlate a EEF1A2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EEF1A2 Rabbit pAb
Note / Alias	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1917
GeneID	1917
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 184-463 di EEF1A2 umano (NP_001949.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q05639
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio