


Anticorpo Policlonale Anti-Eef1A2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05639

Numero articolo: CM0027789



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EEF1A2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con cross-reattività verso topo e ratto. Adatto per studi sull'allungamento della sintesi proteica e sui disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EEF1A2 Rabbit pAb
Note/Alias	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1A1; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Specie	Umana
ID Gene	1917
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 184-463 di EEF1A2 umano (NP_001949.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q05639
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio