


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eef1D Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P29692

Numero articolo: CM0018764



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di elongazione 1-delta (EEF1D), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Rilevante per la ricerca sulla sintesi proteica, la regolazione della trascrizione e la risposta allo shock termico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	EEF1D Rabbit pAb
Note/Alias	EF1D; EF-1D; FP1047; EEF1D
Specie	Umano
GeneID (umano)	1936
GeneID	1936
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di EEF1D umano (NP_001123529.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P29692
Peso della proteina	31kDa
Spedizione	Borsa refrigerante