


Anticorpo Policlonale Anti-Eef1E1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43324

Numero articolo: CM0013093



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta specificità contro EEF1E1 umano (AIMP3/p18), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva bersagli umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta al danneggiamento del DNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EEF1E1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P18; AIMP3; EEF1E1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9521
GeneID	9521
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di EEF1E1 umano (NP_004271.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43324
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio