


Anticorpo Monoclonale Anti-Eef1G Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Numero articolo: CM0006053



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il fattore di allungamento 1-gamma umano (eEF1G). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla biosintesi proteica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	eEF1G Rabbit mAb
Note/Alias	EF1G; GIG35; eEF1G
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1937
ID gene	1937
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-123 di eEF1G umano (P26641).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26641
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio