


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eef2 (Ef-2) Per Wb, Elisa - P13639

Numero articolo: CM0015772



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro eEF2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con l'umano. Rileva una proteina di ~95kDa. Adatto per la ricerca sull'elongazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-eEF2
Note/Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1938
ID Gene	1938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di eEF2 umano (NP_001952.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13639
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio