


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eef2 Per Wb E Elisa - P13639

Numero articolo: CM0022353



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di elongazione 2 umano (eEF2) per Western blot e ELISA. Reagisce con eEF2 umano; immunogeno proteina ricombinante (aa 1-290). Ideale per studi sull'elongazione della traduzione e ricerca sulla SCA26. Peso molecolare previsto 95 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	eEF2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1938
ID gene	1938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di eEF2 umano (NP_001952.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P13639
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio