

Anticorpo Policlonale Anti-Eef2K Per Wb, If/Icc, Elisa - 000418

Numero articolo: CM0025344



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-EEF2K validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce EEF2K umano e murino; 82kDa. Ideale per lo studio della regolazione della traduzione e della segnalazione basica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] EEF2K Rabbit pAb
Note/Alias	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; 2K
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	29904
GeneID	29904
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 406-725 di EEF2K umano (NP_037434.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	O00418
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio