

Anticorpo Policlonale Anti-Efcab3 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8N7B9

Numero articolo: CM0014682

introduzione

Anticorpo Policlonale (pAb) anti-EFCAB3 di coniglio prodotto contro EFCAB3 ricombinante umano. Convalidato per WB e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per studi sul dominio di legame del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EFCAB3 Rabbit pAb
Note/Alias	EFCAB3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	146779
GenelD	146779
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 249-438 di EFCAB3 umano (NP_775774.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8N7B9
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio