

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Efhc1 Per Wb, Elisa - Q5JvL4

Numero articolo: CM0029073



### introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-EFHC1 rileva EFHC1 in campioni umani, murini e di ratto tramite Western blot e ELISA. Utile per la ricerca su ciglia, migrazione neuronale ed epilessia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | EFHC1 pAb coniglio                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias  | EJM1, POC9, RIB72, dj304B14.2, EFHC1                                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)      | 114327                                                                                                                         |
| GeneID              | 114327                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 391-640 di EFHC1 umano (NP_060570.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q5JVL4                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 74kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |