

Anticorpo Policlonale Anti-Efhd2 Per Wb, Elisa - Q96C19

Numero articolo: CM0015380



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce EFHD2 (Swiprosin-1) per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo; utile per studiare l'apoptosi delle cellule B e la regolazione di NF-kappa-B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EFHD2 Rabbit pAb
Note/Alias	SW51; EFHD2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-78 di EFHD2 umano (NP_077305.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q96C19
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio