


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Efna1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20827

Numero articolo: CM0026014



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'EFNA1 umano (efrina-A1). Convalidato per WB, IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con l'EFNA1 di topo. Adatto per lo studio dell'angiogenesi, della biologia tumorale e della segnalazione del recettore Eph.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EFNA1 pAb di coniglio
Annotazioni / Alias	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; EFNA1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1942
GeneID	1942
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-182 di EFNA1 umano (NP_004419.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P20827
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio