

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Efna3 Per Wb, Elisa - P52797

Numero articolo: CM0028518

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-EFNA3 validato per WB ed ELISA con reattività crociata su topo. Bersaglia l'efrina-A3 umana, un ligando del recettore Eph ancorato a GPI cruciale nello sviluppo neuronale e vascolare. Ideale per lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EFNA3 Rabbit pAb
Note/Alias	EFL2; EPLG3; LERK3; Ehk1-L; EFNA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1944
GeneID	1944
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-214 di EFNA3 umana (NP_004943.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P52797
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio