


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Efnb1 Per Wb, Elisa - P98172

Numero articolo: CM0014096



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia l'EFNB1 umano (Efrina-B1), adatto per Western blot e ELISA; presenta reazione crociata con il topo. Ideale per lo studio dello sviluppo neuronale, vascolare ed epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EFNB1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	CFND; CFNS; EFB1; EFL3; EPLG2; Elk-L; LERK2; EFNB1
Specie	Umana
ID gene	1947
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 259-346 dell'EFNB1 umano (NP_004420.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P98172
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio