

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Efs Per Wb E Elisa - 043281

Numero articolo: CM0024666

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia EFS (substrato associato a Fyn embrionale, CASS3) validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EFS Rabbit pAb
Note/Alias	SIN; CAS3; EFS1; EFS2; HEFS; CASS3; EFS
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10278
GeneID	10278
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-190 della proteina EFS umana (NP_115835.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O43281
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio