

Anticorpo Policlonale Anti-Eftud2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15029

Numero articolo: CM0029626



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia EFTUD2 umano (U5-116 kDa, SNU114), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto, ideale per la ricerca sullo splicosoma e la processazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EFTUD2 Rabbit pAb
Note / Alias	MFDM; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD; EFTUD2
Specie	Uomo
ID gene (umano)	9343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 di EFTUD2 umano (NP_004238.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15029
Peso proteico	109kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio